



RENAL CARE

Магистралы А.У. кровопроводящие для процедуры гемодиализа

Регистрационное удостоверение РЗН 2019/8120 от 11 марта 2019 года

01 А.У. кровопроводящие магистралы для процедуры гемодиализа

02 Линия замещающей жидкости для процедуры ГДФ

Vital Healthcare Sdn. Bhd.

Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan Sulaiman,
42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

ООО «Бэйн Медикал Трейдинг»

Адрес: 127473, Москва, ул. Садовая-Кудринская, стр.
1/13, офис 412, пом. 23
Email: order.russia@baingz.com


**Совместимы с большинством наиболее часто используемых диализных аппаратов**

- FMC 2008/4008/S
- Bbraun Dialog+
- Nikkiso DBB 03/05/06/07
- Gambro AK серия
- Nipro

**Стерилизация – лучевой метод/этиленоксид****Ультراгладкая внутренняя стенка**

- Позволяет поддерживать стабильно низкую дозировку гепарина
- Снижена образования тромбообразования

**Изготовлена из медицинского биосовместимого ПВХ, мягкого и устойчивого к перегибам****Капельная камера сконструирована для достижения точности кровотока и уменьшения пенообразования крови****Доступны модели магистралей с низким объемом заполнения****Без латекса****Доступны модели магистралей, не содержащих фталаты (DEHP-free)**



100%
Собственное
производство ПВХ

100%
Собственное
производство
компонентов для
магистралей



100%
Визуальное
отслеживание
процесса сборки в
режиме реального
времени

100%
Тестирование на
герметичность









100%
Автоматическая сборка
магистралей

Полностью
автоматическая сборка
диализных магистралей

2.0



А.У. кровопроводящие магистрали для процедуры гемодиа

- Доступны модели магистралей без фталатов (DEHP-free)
- Без латекса
- Стерилизация – лучевой метод/этиленоксид



Линия замещающей жидкости для процедуры ГДФ

- Без латекса
- Стерилизация – лучевой метод/этиленоксид



ООО «Бэйн Медикал Трейдинг»

Адрес офиса: 127473, Москва, ул. Садовая-Кудринская,
стр. 1/13, офис 412, пом. 23

Email: order.russia@baingz.com